



UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tampon E.T

	PRÉNOM - NOM	FONCTION	DATE
REDACTION	A SIMON chef de projet H BOUQUET D CHAUMIER G LANGLOIS M PAGES V SIMLER	Stomathérapeutes	Août 2017
VALIDATION	Conseil administration AFET	Stomathérapeutes	Octobre 2017

L'utilisation des accessoires doit être réfléchi et motivée pour répondre à des besoins spécifiques :

- Prévenir ou traiter une complication
- Eviter les fuites
- Répondre à un besoin de sécurité et/ ou de confort
- Faciliter le soin

I LES PROTECTEURS CUTANES

La pâte :

Existe sous 2 formes : avec ou sans alcool

- Indications :
 - Protéger la peau des effluents irritants (en particulier pour les iléostomie et fistules)
 - Garantir l'étanchéité de l'appareillage
 - Réaliser une surface plane : combler un pli de la surface cutanée
- Contre-indications :
 - Peau irritée car provoque une sensation de brûlure transitoire pour les formes avec alcool et n'a pas de tenue sur une peau humide ; si on utilise une pâte sans alcool sur peau irritée, il convient avant d'appliquer la pâte de mettre de la poudre
- Technique d'utilisation :

Un tube de pâte par patient

Il y a plusieurs techniques d'application de la pâte :

- *1ère technique :*
L'appliquer directement sur la peau avec le doigt humide en couche mince par petites virgules successives jusqu'à faire tout le tour de la stomie ; c'est la technique recommandée mais ce n'est pas la plus facile pour les patients

- *2ème technique :*
Déposer la pâte sur la zone et la lisser avec une compresse bien humide ou un doigt mouillé pour bien colmater les plis et remplir les irrégularités
- *3ème technique :*
Déposer la pâte directement sur la partie adhésive centrale de votre appareillage

Votre stomathérapeute vous a enseigné l'une ou l'autre méthode adaptée à votre dextérité et à votre situation clinique ; il faut donc vous conformer aux préconisations de votre stomathérapeute

Les anneaux

- Indications :
 - Protéger la peau des effluents irritants (en particulier pour les iléostomie et fistules)
 - Garantir l'étanchéité de l'appareillage
 - Favoriser la cicatrisation des lésions cutanées péristomiales
- Technique d'utilisation :
 - Se pose selon les modèles en l'étirant au ras de la stomie (anneaux plats) ou directement sur le système d'appareillage avant de le poser sur la peau (anneaux convexes),

La poudre

- Indications :
 - Favoriser la cicatrisation des lésions cutanées péristomiales
 - Absorber l'humidité d'une peau péristomiale ulcérée et suintante
 - Diminuer l'œdème sur une muqueuse
- Technique d'utilisation :
 - Saupoudrer la poudre sur les zones ulcérées et suintantes
 - Retirer le surplus en le balayant avec une compresse sèche
 - Attendre quelques secondes si possible avant de poursuivre le soin



Ne pas utiliser sur la peau saine car la poudre empêche l'adhésion de l'appareillage

Pas de remboursement pour ce produit

Les plaques

- Indications :
 - Protéger la peau.
 - Favoriser la cicatrisation des lésions cutanées péristomiales de grande surface
 - Absorber l'humidité pour prévenir les risques de macération de la peau
- Technique d'utilisation :
 - Poser la plaque découpée à la forme et à la taille de la stomie avant de coller l'appareillage

Les solutions filmogènes

Sous formes de sprays ou de lingettes imprégnées

- Indications :
 - Réaliser une interface entre la peau et l'adhésif de l'appareillage
 - Protéger la peau péristomiale et prévenir les irritations cutanées
- Technique d'utilisation :
 - Vaporiser le spray ou appliquer la solution avec la lingette sur la peau péristomiale de façon à couvrir toute la zone de pose de l'appareillage

Pas de remboursement pour ce produit

Les renforts adhésifs

Existent sous différentes formes (forme droite, standard ou large, en demi-lune...)

- Indications :
 - Améliorer la tenue de l'appareillage
 - Prévenir les fuites

- Technique d'utilisation :
 - Le poser à cheval sur la partie adhésive de l'appareillage et la peau

L'utilisation de ces renforts ne doit pas être systématique et ne doit jamais servir à colmater une fuite

II LES SPRAYS DE RETRAITS

- Indications :
 - Faciliter le retrait de la poche ou du support et permettre le repositionnement d'un nouveau support
 - Retirer les résidus de protecteur cutané.

- Technique d'utilisation :
 - Vaporiser le spray par petites pressions au niveau de la partie adhésive de l'appareillage et renouveler selon la résistance
 - Imbiber une compresse non stérile de spray de retrait et l'appliquer sur les traces de résidus
 - Rincer abondamment avec une compresse humide

Pas de remboursement pour ce produit

III LES AUTRES PRODUITS

Nombreux et divers (gélifiants, désodorisants, lubrifiants ...), ils permettent de répondre à des problématiques ou inconfort spécifiques ; ils peuvent vous être proposés par votre stomathérapeute en prenant en compte vos symptômes .

Pas de remboursements pour la majorité de ces produits