



APPAREILLAGE DES STOMIES DIGESTIVES et URINAIRES

Tampon E.T

	PRÉNOM - NOM	FONCTION	DATE
REDACTION	A SIMON chef de projet H BOUQUET D CHAUMIER G LANGLOIS M PAGES V SIMLER	Stomathérapeutes	Août 2017
VALIDATION	Conseil administration AFET	Stomathérapeutes	Octobre 2017


Porteur d'une dérivation non continente, vous ne pouvez plus contrôler l'évacuation de vos effluents, c'est pour cela que vous devez porter une poche de recueil.

Il existe 5 fabricants de matériel de stomathérapie sur le marché Français :

BBraun, Coloplast, Convatec, Eakin et Hollister.

Ils commercialisent tous du matériel 1 pièce et 2 pièces.

I POCHE 1 PIECE (partie adhésive solidaire de la poche)




Avantages

- Souple, confortable et conformable
- Discrète
- Adaptée aux personnes actives
- Adaptée aux morphologies avec plis
- Respecte les règles d'hygiène

Inconvénients

- A changer 1 à 2 fois par jour selon la quantité de selles, 1 fois par jour pour les urines
- Non orientable

II LE SYSTEME 2 PIECES (support emboîté ou collé sur la poche)



Avantages

- Protecteur cutané plus résistant
- Changement de support tous les 3 jours pour le digestif et 2 à 3 jours pour l'urinaire
- Soin plus rapide pour le changement journalier de la poche
- Orientable

Inconvénients

- Rigidité plus ou moins importante selon modèle
- Moins discret, moins confortable (en fonction de la rigidité)

III LES SUPPORTS = protecteurs cutanés adhésifs

Changement tous les 2 à 3 jours en moyenne (suivre les recommandations de votre stomathérapeute)

Il existe 2 concepts :

- Système adhésif = poche se colle sur le support
- Système d'emboîtement = poche s'emboîte sur le support

Les différentes gammes de supports :

- Plats
- Convexes ou semi convexes si stomie invaginée, dans un creux ou dans un pli
- A découper, pré découpés, modelables

IV LES POCHE : A CHANGER TOUS LES JOURS

Elles doivent être adaptées à la nature de vos effluents :

- Fermées (avec filtre) = selles moulées
- Vidables (avec filtre) = selles liquides ou pâteuses
- Haut débit = selles très liquides et en quantité très abondante
- Vidangeables = urines avec un système anti reflux

Il existe toujours 3 versions :

- Poche transparente = pour visualiser la stomie et les effluents → période post opératoire
- Poche opaque = pour occulter la stomie et les effluents → domicile
- Poche 2 en 1 = avec semi transparence et ouverture couverte

v APPAREILLAGE URINAIRE

Peut être complété par un collecteur de contenance variable, de longueur ajustable ou non afin d'augmenter la capacité

- Poche de jambe (500, 750 ou 800ml) + attaches
- Poche de nuit 1,5 à 2 litres

vi CRITERES DE CHOIX :

L'appareillage doit être sécurisant et confortable

Il doit être adapté à la stomie et à la morphologie de l'abdomen

Il doit être adapté aux effluents

Le patient doit être à l'aise dans sa manipulation (dextérité)

Selon le contexte, il peut être réajusté à tout moment

Si des problèmes ou difficultés persistent avec l'appareillage en place, il faut recontacter la stomathérapeute pour refaire le point

C'est vous qui allez vivre avec votre stomie, c'est à vous qu'il appartient de choisir votre appareillage en étroite collaboration avec votre stomathérapeute